



Adapt Zubehör

Passt einfach perfekt

Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.

Adapt Zubehör für eine sichere Versorgung aller Stomaarten.

Perfekt. Passend. Persönlich.

Egal ob Kolostomie, Ileostomie oder Urostomie – mit dem Adapt Zubehör kann jede Stomaversorgung an individuelle Bedürfnisse angepasst und sicher abgedichtet werden. Ein flexibler Ausgleich bei Hautunebenheiten ist damit ebenso möglich wie eine optimale Versorgung selbst bei nässenden Hautläsionen. Überzeugen Sie sich von:

- **Adapt Hautschutzringen**
- **Adapt Paste**
- **Adapt Hautschutzpuder**
- **Pflaster-Entfernerspray**

Dank ihrer einzigartigen Formulierung sorgen die Hollister Hautschutzmixturen bei jeder Stomaversorgung für:

- **optimale Tragezeiten**
- **konstante Formstabilität**
- **ideale Haftungseigenschaften**
- **individuelle Einsatzmöglichkeiten**



Konvexität in ihrer sichersten Form

Adapt Hautschutzringe – gewölbt

Die einzigartig konvexen Adapt Hautschutzringe überzeugen durch leichte Handhabung bei maximaler Sicherheit.

■ Mehr Flexibilität

Individueller Ausgleich von Hautunebenheiten und Falten.

■ Mehr Elastizität

Optimale Dehnbarkeit und Abdichtung auch bei ovalen Stomata.

■ Mehr Möglichkeiten

Konvexer Ausgleich auch für einseitige Vertiefungen und Unebenheiten.

■ Mehr Sicherheit

Sichere Haftung und dauerhafter Schutz durch feuchtigkeitsbindendes Material – verbunden mit angenehmem Tragekomfort.



Artikel-Nr.:

RG 20 mm (Stomagröße 17–26 mm) – 79520

RG 30 mm (Stomagröße 27–36 mm) – 79530

RG 40 mm (Stomagröße 37–46 mm) – 79540

Flexibilität in ihrer stärksten Form

Adapt Hautschutzringe – flach

Die flachen Adapt Hautschutzringe gleichen Hautunebenheiten perfekt aus. Für zuverlässigen Schutz der Haut vor Unterwanderungen.

■ Flexibel modellierbar

Problemlose Anpassung an die Haut und deren Bewegungen – ohne eine Beeinträchtigung der Haftung.

■ Extrem dehnbar

Dehn-, form- und modellierbar bis zum perfekten Sitz. Kein Zurückziehen – einmal in Form gebracht, bleibt das Material in seiner Position.

■ Individuell formbar

Problemlose Möglichkeiten des Zuschneidens, Auseinanderziehens oder der Kombination mehrerer Hautschutzringe. Deren Ränder passen sich beim Andrücken leicht an die Stomaversorgung an.



Artikel-Nr.:

RG 48 mm – 7805

RG 98 mm – 7806



Abdichtung in ihrer einfachsten Form

Adapt Paste

- Optimale Abdichtung durch den Ausgleich von Unebenheiten
- Dank niedrigem Alkoholgehalt auch für empfindliche Haut geeignet
- Erhältlich in kleinen (14 g) und großen (57 g) Tuben

Artikel-Nr.: 79300 (57 g); 79301 (14 g)




Haftung in seiner schonendsten Form

Adapt Hautschutzpuder

- Zuverlässige Flüssigkeitsbindung – speziell für die Verwendung bei nässenden Hautläsionen
- Sorgt für optimale Haftung des Hautschutzmaterials und Heilung der Haut
- Optimales Dosieren dank spezieller Öffnung und flexiblem Material der Flasche

Artikel-Nr.: 7906



Reinigung in ihrer mildesten Form

Pflaster-Entfernerspray

- Zum Entfernen von Rückständen auf der Haut
- Keine Öle, kein Alkohol
- Konzentriert und FCKW-frei

Artikel-Nr.: 7731



Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr über unsere

Produkte erfahren? Wir freuen uns von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen oder Anregungen

haben, selbst dann, wenn Sie einfach nur mal neugierig sein möchten. **Sie erreichen**

uns telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0 800/4 65 54 78

(Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse

hollister.deutschland@hollister.com. Wir sind gerne für Sie da!

Hollister Stomaversorgung. **Auf die Details kommt es an.**

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com
www.hollister.de



© 2012 Hollister Incorporated. Hollister und Logo sowie Flexlend, Flexlend M und Adapt sind Warenzeichen von Hollister Incorporated. „Hollister Stomaversorgung. Auf die Details kommt es an.“ ist ein Dienstleistungszeichen von Hollister Incorporated. LO8081/08.12